
Versuch F61: Kernresonanzspektroskopie



Betreuer: Lotfi Benabderrahmane, Bogdan Vulpescu

Versuch durchgeführt am: 7. bis 9.06.2004 von: Ronny Geisler und Ronak F.Kalhor, im: INF 501

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

1. Theorie und Einleitung	3
1.1. Spin-Spin und Spin-Gitter Relaxationseffekte1.2. 90° und 180° Impuls1.3. Messung der Relaxationseffekte1.4. Chemische Verschiebung, indirekte Kopplung und Dipol-D-WW	3 3 4
2. Relaxationszeiten	5
 2.1. Spin-Spin-Relaxationszeit T₂ 2.2. Spin-Spin-Relaxationszeit T₂ mit CP-Folge 2.3. Spin-Gitter-Relaxationszeit 	5 6 8
3. Flüssigkeitsspektren	9
3.1. Probe A+ 3.2. Probe B+ 3.3. Probe C+ 3.4. Probe D+ 3.5. Probe E+	9 10 11 12 12
4. Einkristallspektrum	13
5. Kritische Diskussion	15
6. Referenzen	16

Datum: 15.08.04, 04:43:43

1. Theorie und Einleitung

1.1. Spin-Spin und Spin-Gitter Relaxationseffekte

In einem homogenen Magnetfeld befinden sich die Kernspins in einem makroskopische Gleichgewichtszustand. besitzt Die Probe dann eine Gesamtmagnetisierung M. Erzeugt man durch einen Puls eine Ungleichgewichtsmagnetisierung. dann strebt das System danach. zurück ins Gleichgewicht zu kommen. Hierbei unterscheidet man zwei Prozesse: longitudinale (Spin-Gitter) und transversale (Spin-Spin) Relaxation.

Die **Spin-Gitter-Relaxation** beschreibt den Wiederaufbau der z-Magnetisierung (parallel zum äußeren B-Feld). Dabei handelt es sich um einen energetischen Prozess, da das Gitter Energie ausgleicht, die das Spinsystem aufnimmt bzw. abgibt.

Bei der **Spin-Spin Relaxation** tauschen die Spins untereinander Energie aus, d. h. dass die Energie innerhalb des Kernspinsystems erhalten bleibt. Hierbei handelt es sich um einen entropischen Prozess, bei der die Entropie zunimmt.

1.2. 90° und 180° Impuls

Zur Messung der Relaxationszeiten legt man senkrecht zum statischen Magnetfeld ein oszillierendes, transversales HF-Magnetfeld B_1 an, welches mit der Larmorfrequenz ω_L um die z-Achse rotiert. In diesem rotierendem Koordinatensystem führt die Magnetisierung ein Präzessionsbewegung um das B_1 -Feld aus. Mit der Kreisfrequenz $\omega_1 = \gamma$ B_1 erhält man für den Drehwinkel folgenden Zusammenhang: $\alpha = \gamma$ B_1 t. Durch variieren von t kann man einen 90° bzw. 180°-Impuls erhalten.

Schaltet man nun das HF-Magnetfeld ab, so misst man die Induktion der Transversalkomponente der Magnetisierung in der Spule als Kernspinsignal (FID).

1.3. Messung der Relaxationseffekte

Zur Messung der **Spin-Gitter-Ralaxationszeit T**₁ legen wir zuerst einen 180°-Impuls an, um eine maximale Auslenkung aus dem Gleichgewichtszustand zu bewirken. Anschließend wird durch einen 90°-Impuls der zeitliche Verlauf gemessen.

Die **Spin-Spin-Relaxationszeit T** $_2$ kann man auf zwei verschiedene weisen messen: mit der Spin-Echo-Methode oder der CP-Folge (Carr-Purcell-Folge). Bei der Spin-Echo-Methode erhält man durch ein 90°-180°-Pulsfolge ein stimuliertes Echo: nach dem 90°-Impuls laufen die Spinpakete infolge von Inhomogenitäten auseinander, welche durch den 180°-Impuls umgekehrt werden und wieder reversibel zusammenlaufen und den Echoimpuls erzeugen.

Bei der CP-Folge werden durch mehrere hintereinander folgende 180°-Impulse weitere Echos erzeugt.

Im Rechner wird dann mittels Fouriertransformation unser Zeitspektrum in ein Frequenzspektrum transformiert.

1.4. Chemische Verschiebung, indirekte Kopplung und Dipol-Dipol-WW

Eine der drei relevanten inneren Wechselwirkungen von magnetischen Momenten, neben der Dipol-Dipol-WW und der Indirekten Kopplung, ist die **chemische Verschiebung**. Diese rührt daher, dass die ein magnetisches Moment umgebende Elektronenhülle am Kernort ein dem äußeren Magnetfeld proportionales Magnetfeld erzeugt. Der Proportionalitätsfaktor σ heißt magnetische Abschirmung, da sie dem äußere Magnetfeld entgegenwirkt. Für unsere Messungen ist dabei von Bedeutung, dass σ charakteristisch für jedes Molekül und jeden Kern im Molekül ist. Dabei kommt es meistens nur auf die H Atome an, da die anderen Kerne meist ein verschwindendes magnetisches Moment haben.

Bei der **indirekten Kopplung** treten die magnetischen Momente verschiedener Kerne innerhalb eines Moleküls über die Elektronenhülle miteinander in WW, wodurch es zu einer weiteren Aufspaltung der Spektren kommen kann. Zwischen verschiedenen Molekülen ist die Brown'sche Bewegung für das herausmitteln der Aufspaltung verantwortlich.

Diese Beiden spielen bei isotropen Flüssigkeiten die größte Rolle.

Im wohlgeordneten Festkörpern dominiert dagegen die **Dipol-Dipol-WW**, die zwischen allen Paaren von magnetischen Momenten auftritt.

Datum: 15.08.04, 04:43:43 F61 Kernresonanzspektroskopie Ronak F.Kalhor & Ronny Geisler Seite: 4 von 16

2. Relaxationszeiten

Zur Bestimmung von Relaxationszeiten haben wir wie in der Einleitung beschrieben 90° und 180° Impulse verwendet, welche wir bei Versuchsbeginn auch entsprechend justiert haben.

2.1. Spin-Spin-Relaxationszeit T₂

Wir haben die Spin-Spin-Relaxationszeit einmal für eine wässrige CuSO₄-Lösung und einmal für eine stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung bestimmt. Die von uns gemessene Magnetisierungskomponente wird durch folgende Exponentialfunktion beschrieben: M_y (t) = $M_0 \exp\left(\frac{-t}{T_2}\right)$, so dass wir durch einen exponentiellen Fit unserer Messdaten die gesuchte Relaxationszeit T₂ erhalten.




Abbildung 1: Spin-Spin-Relaxationszeit für wässrige CuSO₄-Lösung

Die Relaxationszeit für die wässrige CuSO₄-Lösung ergibt sich somit zu $T_{2,wL}$ = (4,37 ± 0,58) ms.

Datum: 15.08.04, 04:43:43 F61 Kernresonanzspektroskopie Ronak F.Kalhor & Ronny Geisler Seite: 5 von 16




Abbildung 2:Spin-Spin-Relaxationszeit für stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung

Die Relaxationszeit für die stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung ergibt sich zu $T_{2,svwL}$ = (123 ± 6) ms.

Aus diesen beiden Messungen ist zu erkennen, dass die Spin-Spin-Relaxationszeit für eine stärker verdünnte wässrige Lösung deutlich höher ist.

2.2. Spin-Spin-Relaxationszeit T₂ mit CP-Folge

Die Magnetfeldinhomogenität in unseren Proben führt zur Moleküldiffusion, die sich störend auf unserer Messung auswirkt. Diese Diffusion führt zu einer irreversiblen Zerstörung der Phasenbeziehung der Magnetisierung einzelner Spinpakete. Um dies zu verhindern misst man die Spin-Spin-Relaxationszeit mit der so genannten Carr-Purcell-Folge (CP-Folge).




Abbildung 3:Spin-Spin-Relaxationszeit mit CP-Folge für wässrige CuSO₄-Lösung

Die Relaxationszeit für die wässrige CuSO₄-Lösung ergibt sich somit zu $T_{2CP,wL}$ = (3,61 \pm 0,72) ms.




Abbildung 4:Spin-Spin-Relaxationszeit mit CP-Folge für stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung

Die Relaxationszeit für die stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung ergibt sich zu $T_{2CP,svwL}$ = (92 ± 16) ms.

Ein Vergleich mit den Relaxationszeiten, die wir ohne CP-Folge gemessen haben, zeigt eine Korrektur durch die CP-Folge, was sich in einer verkürzten Relaxationszeit bemerkbar macht.

2.3. Spin-Gitter-Relaxationszeit

Folgende Exponentialfunktion beschreibt die Magnetisierungskomponente M_z : $M_z(t) = M_0 - (M_0 - M_z(t=0)) \exp\left(\frac{-t}{T_1}\right) \;\; , \;\; \text{die uns mit einem exponentiellen Fit die gesuchte Relaxationszeit T_1 liefert.}$




Abbildung 5: Spin-Gitter-Relaxationszeit für wässrige CuSO₄-Lösung

Die Relaxationszeit für die wässrige CuSO₄-Lösung ergibt sich somit zu $T_{1,wL}$ = (3,17 \pm 1,13) ms.

Datum: 15.08.04, 04:43:43 F61 Kernresonanzspektroskopie Ronak F.Kalhor & Ronny Geisler Seite: 8 von 16




Abbildung 6:Spin-Gitter-Relaxationszeit für stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung

Die Relaxationszeit für die stark verdünnte wässrige CuSO₄-Lösung ergibt sich zu $T_{1,svwL}$ = (876 ± 29) ms.

Leider waren uns keine Theoriewerte gegeben, so dass wir unsere Werte nicht vergleichen und bewerten konnten.

3. Flüssigkeitsspektren


In diesem Versuchsteil messen wir chemische Verschiebungen der Protonen, dabei standen uns 5 Verbindungen mit und ohne Beimengungen von TMS (Tetra-Methyl-Silan:

$$H_3$$
C— S_i — CH_3) zur Verfügung. Durch Vergleich konnten wir die TMS-Linie identifizieren CH_3

und dann die relativen Verschiebungen der anderen Linien dazu bestimmen. Desweiteren war uns eine Tabelle gegeben mit den relativen Linienverschiebungen zwischen diesem TMS und verschiedenen funktionellen Gruppen. Aus den gemessenen verschiedenen Linienverschiebungen konnten wir die 5 Lösungen wie im folgenden erläutert zuordnen.

3.1. Probe A+

In Probe A+ haben wir die unten angegebenen relativen Linienverschiebungen aus dem nebenstehenden Spektrum bestimmt.



gemessene Linienverschiebungen relativ zur TMS-Linie:


Linie: 2,5 ppm
 Linie: 4,0 ppm
 Linie: 6,0 ppm

Applicating 7. Flassigkelisspektrum der Frode A+

Diese Linienverschiebungen lässt sich am besten dem Fluoraceton: F

zuordnen. Die 1. und 2. Linie kommt von der CH_2 und CH_3 -Gruppe, welche je eine Linie mit einer relativen Linienverschiebungen zwischen 0,5 bis 5,5 ppm bzw. 0 bis 4,5 ppm hervorruft. Die 3. Linie kann dem Fluor zugeordnet werden.

3.2. Probe B+



gemessene Linienverschiebungen relativ zur TMS-Linie:

Linie: 2,2 ppm
 Linie: 7,0 ppm

Datum: 15.08.04, 04:43:43 F61 Kernresonanzspektroskopie Ronak F.Kalhor & Ronny Geisler Seite: 10 von 16

Am markantesten ist hier die 2. Linie, die dem Benzolring (Verschiebung zwischen 6,5 und 8,0 ppm) zugeordnet werden kann. Die 1. Linie kommt von den zwei CH₃-Gruppen am

Benzolring (2 bis 2,7 ppm). Damit lässt sich p-Xylol:

H₂C dieser Lösung

zuordnen.

3.3. Probe C+




Abbildung 9: Flüssigkeitsspektrum der Probe C+

gemessene Linienverschiebungen relativ zur TMS-Linie:

1. Linie: 2,0 ppm 2. Linie: 11,3 ppm

Wieder am markantesten ist die 2.Linie, die dem H-Atom aus der Corboxylgruppe (9 bis 13 ppm) zugeordnet werden kann. Desweiteren ist auch wieder die CH₃-Gruppe (0 bis 4,5

ppm) vertreten. Damit kommt die Ethansäure:

-H Ĥ

am besten in

Betracht.

3.4. Probe D+

0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 -0.05 -0.1 20 25 30 35 abs ppm

Abbildung 10: Flüssigkeitsspektrum der Probe D+

gemessene Linienverschiebungen relativ zur TMS-Linie:

1. Linie: 4,0 ppm 2. Linie: 6,3 ppm

Die erste Line lässt sich der CH₂-Gruppe (0,5 bis 5,5 ppm) zuordnen. Das Fluor ruft eine Linie mit einer relativen Verschiebung von 6,3 ppm hervor. Daraus lässt sich für das

-C=N die Kopplungskonstante J_{HF} wie folgt berechnen: Fluoracetonnitril: F

 $J_{HF} = \Delta v * h = 6.3 \text{ ppm} * 20 \text{ Hz/ppm} * 6.626076 * 10^{-34} \text{ Js} = 8.34 * 10^{-32} \text{ J}.$

3.5. Probe E+




Abbildung 11: Flüssigkeitsspektrum der Probe E+

gemessene Linienverschiebungen relativ zur TMS-Linie:

1. Linie: 2,0 ppm 2. Linie: 6,7 ppm Für die letzte Probe lässt sich die 1. Linie der CH3-Gruppe am Benzolring (2 bis 2,7 ppm) zuordnen und die 2. Linie den H-Atomen am Benzolring selber (6,5 bis 8,5 ppm). Damit

passt Toulol: H₃C am besten zu dieser Messung.

4. Einkristallspektrum von Ba(ClO₃)₂·H₂O

In diesem Versuchsteil ging es darum, den Abstand der Protonen und die Richtung ihrer Verbindungslinie zu bestimmen. Hierzu nutzen wir aus, dass das ZZ-Element von D_{HA} (Kopplungstensor im Hauptachsensystem, diagonalisiert) den Abstand zweier dipolarer gekoppelter Protonen liefert. Die Richtung der Kernverbindungslinie erhalten wir über den Eigenvektor desselben Elements. Dank eines hilfreichen Programmes erhielten wir ohne großen Aufwand D_{HA} .

Um D_{HA} bestimmen zu können benötigt man zunächste ein Koordinatensystem. Wir benutzten in unserem Experiment das von Jochen Kraft willkürlich festgelegte Koordinatensystem mit den 3 orthogonalen Achsen ξ , η , ζ .

Bei diesem Kristall handelt es sich um einen wohlgeordneten Festkörper, so dass man die zuvor betrachtete chemische Verschiebung und die indirekte Kopplung vernachlässigen kann. Allein die Dipol-Dipol-Wechselwirkung führt hier zur Linienaufspaltung.

Wir haben für die 3 Kristallorientierungen jeweils im 10°- Abstand eine Aufnahme gemacht und diese dann mit dem Computerprogramm an die Funktion $y=a+b\sin 2\phi+c\cos 2\phi$ gefittet:




Abbildung 12: gefittete Sinuskurven für die drei Kristallachsen

$$D_{LS,zz}^{\tilde{\xi}}(\phi) = \xi_1 + \xi_2 \cos 2 \phi + \xi_3 \sin 2 \phi$$

$$D_{LS,zz}^{\tilde{\eta}}(\phi) = \eta_1 + \eta_2 \cos 2 \phi + \eta_3 \sin 2 \phi$$

$$D_{LS,zz}^{\tilde{\zeta}}(\phi) = \zeta_1 + \zeta_2 \cos 2 \phi + \zeta_3 \sin 2 \phi$$

Damit ergeben sich die Konstanten zu: ξ_1 =3.86 ; ξ_2 =-1.10 ; ξ_3 =-39.04 η_1 =-1.72 ; η_2 =2.24 ; η_3 =-41.37 ; ζ_1 =-0.88 ; ζ_2 =6.11 ; ζ_3 =-38.83 .

Die Tensorgleichungen sind:

$$\begin{split} D_{LS,\,zz}^{\tilde{\xi}}(\phi) &= \frac{1}{2} (\tilde{D_{\eta\,\eta}} + \tilde{D_{\zeta\,\zeta}}) - \frac{1}{2} (\tilde{D_{\eta\,\eta}} - \tilde{D_{\zeta\,\zeta}}) \cos 2\,\phi - \tilde{D_{\eta\,\zeta}} \sin 2\,\phi \\ D_{LS,\,zz}^{\tilde{\eta}^{\circ}}(\phi) &= \frac{1}{2} (\tilde{D_{\zeta\,\zeta}} + \tilde{D_{\zeta\,\zeta}}) - \frac{1}{2} (\tilde{D_{\xi\,\xi}} - \tilde{D_{\zeta\,\zeta}}) \cos 2\,\phi + \tilde{D_{\xi\,\zeta}} \sin 2\,\phi \\ D_{LS,\,zz}^{\tilde{\zeta}^{\circ}}(\phi) &= \frac{1}{2} (\tilde{D_{\xi\,\xi}} + \tilde{D_{\eta\,\eta}}) + \frac{1}{2} (\tilde{D_{\xi\,\xi}} - \tilde{D_{\eta\,\eta}}) \cos 2\,\phi + \tilde{D_{\xi\,\eta}} \sin 2\,\phi \end{split}$$

Durch Vergleich und lösen des Gleichungssystems ($\tilde{D_{\eta\eta}} = \xi_1 - \xi_2 \text{ und } \tilde{D_{\eta\eta}} = \zeta_1 - \zeta_2$; $\tilde{D_{\zeta\zeta}} = \xi_1 + \xi_2 \text{ und } \tilde{D_{\zeta\zeta}} = \eta_1 + \eta_2$ $\tilde{D_{\xi\xi}} = \eta_1 - \eta_2 \text{ und } \tilde{D_{\xi\xi}} = \zeta_1 + \zeta_2$) ergeben sich die Koeffizienten zu: $\tilde{D_{\eta\eta}} = -5.5$; $\tilde{D_{\zeta\zeta}} = 5.1$; $\tilde{D_{\xi\xi}} = 1.6$; $\tilde{D_{\eta\zeta}} = -41.37$; $\tilde{D_{\xi\zeta}} = -39.04$; $\tilde{D_{\xi\eta}} = -38.83$

Dieser Tensor wurde nun mit dem Makro-Matrix diagonalisiert und die Eigenwerte ergeben sich zu $\lambda_{\eta}=38.09khz$; $\lambda_{\xi}=42.46khz$; $\lambda_{\zeta}=-79.28khz$ mit den Eigenvektoren: $v_{\eta}=(0.496\,;-0.788\,;0.365)$; $v_{\xi}=(-0.675\,;-0.086\,;-0.732)$; $v_{\zeta}=(0.546\,;-0.609\,;0.575)$

Diese spannen nun auch unser Haupachsenkoordinatensystem HA (x,y,z) im kristallfesten Koordinatensystem KFK (ξ,η,ζ) auf. Dabei gibt v_{ζ} die Richtung \mathbf{r} (z-Achse) der Verbindungsline zwischen den 2 Protonen an.

Die Einheitszelle unseres monoklinen Kristalls wird im KFK durch die folgenden Vektoren aufgespannt:

$$\underline{a} = (-0.5870; -0.6674; -0.0584)$$
 $\underline{b} = (0.5870; -0.5163; 0)$ $\underline{c} = (0; 0; 0.9390)$

Der Winkel zwischen **a** und v_{ζ} ergibt sich mit $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v_{\zeta}}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{v_{\zeta}}|}$ zu $\alpha = 86,6$ °. Nach gleicher Rechnung ergibt sich, dass **r** nicht orthogonal zu **b** ist.

Der Zusammenhang mit dem dem Abstand der beiden Protonen ist durch folgende Beziehung gegeben:

$$\begin{pmatrix} \lambda_{\eta} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{\xi} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{\xi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38.09 & 0 & 0 \\ 0 & 42.46 & 0 \\ 0 & 0 & -79.28 \end{pmatrix} = \frac{1}{r^{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Durch Vergleich der Einträge erhalten wir für $\underline{r}: \underline{r}^3 = 0.025 \text{ nm}^3 \rightarrow \underline{r} = 0.292 \text{ nm}$.

---> siehe nächste Seite:

------ Beginn Korrektur ------

Our eigenvalues are: $\lambda_n = 38.09khz$; $\lambda_{\xi} = 42.46khz$; $\lambda_{\zeta} = -79.28khz$,

and so our eigen vectors are given by: $v_\eta \! = \! (0.496 \, ; -0.788 \, ; \, 0.365) \; \; ; \\ v_\xi \! = \! (-0.675 \, ; -0.086 \, ; -0.732) \; \; ; \\ v_\tau \! = \! (0.546 \, ; -0.609 \, ; \, 0.575)$

We have not got any errors for our eigen vectors from the software "Makro-Matrix".

Now we can calculate r. Our "main value" (Hauptwert) D_{zz} is given by our eigenvalue $\lambda_r = -79280 \, Hz = D_{zz}$. From equ. 55 (script) we get:

$$D_{LS,zz} = \frac{2}{3} \frac{h}{C} D_{zz} = \frac{32 \pi^{3}}{3 h \mu_{0} \gamma_{L}^{2}} D_{zz} = \frac{-2}{r^{3}}$$

The constant C is given by equ. 46 and the last relationship is given by equ. 48. With

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$$
, $h = 6.626 \cdot 10^{-34} Js$ and $\gamma_I = 2.6752 \cdot 10^8 \frac{Am^2}{Js}$ we get for r:

$$|r| = \sqrt[3]{\frac{-3h\mu_0\gamma_I^2}{16\pi^3D_{zz}}} = 1.656 \cdot 10^{-10}m = 0.166nm$$

Because we have no error for D_{zz} we have no error for r. You can just estimate from the variance of our eigenvalues an error of about five per cent. Then we would get for r approximately: $\underline{r} = (0.166 \pm 0.008) \text{ nm}$.



5. Kritische Diskussion

von Ronny Geisler

Die Durchführung des Versuchs lief ohne größer Komplikationen ab. Als einziges Anfangs etwas störende war, dass bei der Aufnahme der Daten für die Spin-Spin-Relaxationszeit, für mich nicht immer klar war, was wir da eigentlich aus dem Spektrum ablesen sollten. Dies könnte vielleicht besser erklärt werden. Ich denke aber das unsere Ergebnisse akzeptabel sind. Theoriewerte hatten wir ja leider nicht zum Vergleich um unsere Ergebnisse zu bewerten bzw. zu beurteilen. Die anderen Versuchsteile gingen ohne Probleme. Es ist mir aber noch etwas unklar, ob die Einheiten von J_{HF} (3.4.) und r (4.) so richtig sind.

Im großen und ganzen war der Versuch schon interessant. Die Einleitung war auch verständlich, vielleicht etwas formellastig. Die Versuchsaufbauten waren etwas schlicht, ich hätte mir vorher unter Kernresonanzspektroskopie etwas mehr "spektakuläres" vorgestellt.

Im allgmeinen sollte bei manchen Teilaufgaben auch beim Versuch schon mal hingewiesen werden, was und wie man bestimmte Sachen dann auch in der Auswertung macht. Bei diesem Versuch war dies aber eigentlich kein Problem.

von Ronak F. Kalhor

Im Großen und Ganzen konnten wir den Versuch ohne größere Schwierigkeiten durchführen und die Schritte im einzelnen nachvollziehen. Die Einleitung war eine gute Vorbereitung zu dem Versuch, wobei aus meiner Sicht das Kapitel I.13 zu sehr in die Tiefe geht, und in der Form zu ausführlich ist, zumal wir die Rechnungen ohnehin nicht machen müssen, da zu diesem Zweck ein Programm geschrieben wurde.

Leider hatten wir keine Theoriewerte vorgegeben, so dass wir nicht die Möglichkeit hatten unsere Werte auf ihre Richtigkeit zu prüfen, und diese zu bewerten.

Ich hätte es interessant gefunden, wenn etwas mehr über Kernresonanzspektroskopie generell gesagt worden wäre, und (ungelöste) Probleme erwähnt worden wären.

Insgesamt war es eine gute Möglichkeit für mich zu sehen, wie man tatsächlich Kernresonanzspektroskopie betreibt und v.a. eine gute Festigung des Gelernten.

6. Referenzen

Bücher:

- Versuchsanleitung, FP-Praktikum
- Taschenbuch der Physik, Stöcker, Verlag Harri Deutsch

Internet:

www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/bnmr.htm (Basics of NMR)